

# NIRFlex N-500

## Studio di Fattibilità

# Besciamella



Lo studio di fattibilità, è il primo passo per verificare l'applicabilità della spettrofotometria NIR per l'analisi di nuovi prodotti.

Uno dei vantaggi del BUCHI NIRFlex N-500, è che potete contare sulla nostra esperienza per effettuare prove sui vostri prodotti, verificando le potenzialità della tecnica sulle sostanze di Vostro interesse.

Il presente lavoro evidenzia la buona correlazione tra gli spettri NIR e le analisi di riferimento, dimostrando le potenzialità dell'applicazione.

Proprietà	Numero campioni	Coefficiente Correlazione	SEE	SEP	Intervallo
Grassi	15	0.996	0.10	0.11	8.8 – 13.5
Residuo Secco	13	0.994	0.15	0.16	25.7 – 30.8

