


NIRFLex N-500 Biscotti secchi



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard per l'analisi di biscotti tal quali, permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni per effettuare da subito controllo qualità del prodotto. Le calibrazioni possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.



Parametro	Intervallo di misura	SEP	Coefficiente correlazione
Umidità	0.84 – 2.57	0.08	0.96
Grassi	8.45 – 24.00	0.4	0.94
Proteine	6.5 – 9.8	0.3	0.90