



NIRFLex N-500 Calibrazione per Colza Fioccata



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BÜCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.



Parametro	Intervallo di misura (%)	SEC	SEP	Coefficiente correlazione
Umidità	7.5 – 12.1	0.31	0.32	0.92
Proteine	28.5 – 35.6	0.29	0.28	0.94
Ceneri	4.9 – 7.3	0.23	0.16	0.81
Fibre	9.5 – 14.8	0.58	0.47	0.87
Grassi	1.62 – 17.8	0.39	0.37	0.98