


NIRFlex N-500

Calibrazione per Farina di Granoturco



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.



Parameter	No. of samples for calibration	Calibration range	SEP	SEE	r-coeff
acid value	71	0.21 - 0.37%	0.01	0.01	0,900
moisture	69	8.20 - 12.1%	0.35	0.32	0.927
protein	71	7.3 - 12.1%	0.36	0.36	0.915
starch	70	68.3 - 76.4%	0.99	0.96	0.850

