


NIRFlex N-500 Calibrazioni per Fieni - Foraggi-Insilati



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BÜCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.



Parametro	Intervallo di misura	SEP	Coefficiente Regressione
Proteine	3.10 – 23.00	0.50	0.99
Umidità	4.38 – 14.23	0.45	0.95
Ceneri	4.20 – 17.40	0.80	0.90
Fibra	17.4 – 39.5	1.0	0.97
Ndf	30.0 – 76.2	1.7	0.98