

NIRFlex N-500

Calibrazione per Latte Bovino



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BÜCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

Calibrazioni generiche per formaggi vaccini

Parametro	Intervallo di misura (%)	Errore standard SEP	Coefficiente correlazione
Umidità	8.88 – 81.38	0.80	0.99
NaCl	0.01 – 5.90	0.14	0.99
Proteine	7.26 – 42.54	0.61	0.99
Grassi totali	4.86 – 37.74	0.80	0.98
Grassi saturi	8.52 – 31.63	0.80	0.90
Mono insaturi	4.33 – 14.71	0.43	0.96
Poli insaturi	0.86 – 2.64	0.18	0.83