

# NIRFlex N-500

## Calibrazione per Latte In Polvere



**Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.**

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

Parametro	Intervallo di misura	SEC	SEP	Coefficiente correlazione
Lattosio	36.5 – 49.0	0.02	0.02	0.99
Ph	6.0 – 7.07	0.06	0.04	0.98
Proteine	88.0 – 91.0	0.39	0.43	0.88
Ceneri	2.0 – 7.9	0.24	0.24	0.99
Grassi	0.1 – 27.7	0.35	0.35	0.99
Umidità	2.0 – 7.8	0.24	0.24	0.99