



NIRFLex N-500 Calibrazione per Mais



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.



Parameter	No. of samples for calibration	Calibration range	SEP	SEE	r-coeff
acid value	66	0.21 - 0.35%	0.01	0.01	0,905
moisture	184	8.80 - 12.1%	0.29	0.28	0.909
protein	190	7.30 - 21.8%	0.68	0.70	0.965
starch	185	31.0 - 76.0%	2.54	2.54	0.962

