


NIRFlex N-500 Calibrazione per Orzo



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.



Parameter	No. of samples for calibration	Calibration range[%]	SEP	SEE	r-coeff.
whole grain barley Total nitrogen	32	1.5 - 2.5%	0.08	0.06	0,969
ground barley Total nitrogen	32	1.5 - 2.5%	0.02	0.03	0,989

