


NIRFLex N-500 Calibrazione per Pasta Secca



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BÜCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.

Parametro	Intervallo di misura	SEC	SEP	Coefficiente correlazione
Generi	0.71 – 1.20	0.03	0.03	0.89
Proteine	11.05 – 16.42	0.12	0.12	0.99
Umidità	9.25 – 12.68	0.10	0.10	0.98

BÜCHI Italia S.r.l. Palazzo A4 Strada 4 – 20090 Assago (MI)
Telefono 02 82.45.01 – Fax 02 57.51.28.55 E-mail italia@buchi.com Web www.buchi.it