




NIRFlex N-500

Calibrazione per Pasta di Olive



Le calibrazioni standard sono il frutto della comprovata esperienza BUCHI nel settore agroalimentare.

Le calibrazioni standard permettono di sfruttare i vantaggi della spettroscopia NIR fin dai primi giorni e possono essere continuamente aggiornate con l'integrazione di nuovi spettri.



Parametro	Intervallo di misura (%)	SEE	SEP	Coefficiente correlazione
Grasso	0,94	0.7	0.7	16.7 – 27.6
Umidità	0,99	0.6	0.6	49.9 – 71.7